

Utprovningsprotokoll E-Move

Vad skall man beakta under utprovning av E-Move?



- ✓ E-Move är korrekt monterad på adaptern.
- ✓ Kontrollera så att du har minst 6" länkhjul på rullstolen.
- ✓ Kontrollera att där finns minst 1 grön lampa på batteriet när du klickar på den stora gröna knappen (på batteriet) eller genom blinkningen när du sätt er på E-Move (Av/På knappen). Den skall blinka minst 2 gånger.

- ✓ Brukaren skall köra minst 50 sekunder så rakt som möjligt.
- ✓ Analysera brukarens körsätt. Finns där obalans i armstyrka osv.
- ✓ Programmera E-Move tills den är anpassad efter brukarens behov.
- ✓ Spara inställningarna eller skicka med parameter lappen vid beställning till Decon.
- ✓ Gå igenom hur batteriladdningen fungerar.
- ✓ Följ checklista vid beställning.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående utprovning eller om du behöver vår hjälp.