

Designad för aktiva användare

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER ADVENTUS?

- 1 adventus
- Svensk manual
- 2 års garanti

Checklista för att beställa

- Kontrollera att rullstolen har en förstärkt fotbåge i $\varnothing 16$, $\varnothing 18$ or $\varnothing 20$ mm rördiameter
- Kontrollera att användaren ha minst 40 mm utrymme mellan fötterna (på fotbågen)
- Kontrollera om c/c distans till fotbågsrör är minst 60 och max 135 mm



Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se



Adventus är ett tillbehör som gör att du använder din rullstol på ojämn mark betydligt lättare, till exempel i trädgården, på stranden eller på stigar. Även på vanliga ytor kommer du att vara mycket mer bekväm eftersom Adventus ger en mjukare åktur.

Du kan också välja att montera en pakethållare till Adventus, om du ska på en picknick eller ut och shoppa. Du kan själv enkelt montera Adventus med hjälp av en snabbkoppling som klämmer runt fotstödet.

Om du vill ta bort den tillfälligt, går det att hänga Adventus på en hållare (tillbehör) som passar på baksidan av rullstolen.

TEKNISKA FAKTA

| | |
|----------------|---------------------------|
| Längd | ca. 480 mm främre fotbåge |
| Höjd | ca. 350 mm från golv |
| Hjul dimension | 12,5" |

ARTIKELNUMMER


Standardfärg

| | |
|-------|---------|
| Svart | ADV1000 |
|-------|---------|

Andra färger

| | |
|--------------|---------|
| Titanium grå | ADV1020 |
| Blå | ADV1030 |
| Silver | ADV1040 |
| Gråbläster | ADV1050 |
| Röd | ADV1060 |
| Svartbläster | ADV1070 |

TILLBEHÖR



Adventus Hållare

En hållare till Adventus är tillgänglig som passar på baksidan av rullstolen.


ADV1087

DÄCK



| | ETRTO | Dimension | Artikelnummer |
|-------|--------|----------------|---------------|
| 12,5" | 57-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | DM1213 |

ANDRA FÄRGER



Adventus kan levereras i andra färger.